

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТЕНТ	
Материал стента	: Нитиноловый сплав
Толщина балки	: 170 мкм (0,170 мм)
Диаметр стента (мм)	: 5,00, 6,00, 7,00, 8,00, 9,00, 10,00
Длина стента (мм)	: 30, 40, 60, 80,100,120,150, 180
Маркеры стента	: Тантал

СИСТЕМА ДОСТАВКИ	
Система доставки	: По проводнику
Наружный диаметр шахты	: 6Fr
Материал маркеров	: Платино-иридиевые маркеры
Рабочая длина шфта	: 80 см / 120 см
Мин. совместимый интродьюсер	: 6Fr для всех размеров
Макс. совместимый проводник	: 0,035” (0,89 мм)

Promesa™ BMS — ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Рабочая длина катетера: 80 см				
Диаметр (мм)	Длина стента (мм)			
	30	40	60	80
7,00	PRB0700030A	PRB0700040A	PRB0700060A	PRB0700080A
8,00	PRB0800030A	PRB0800040A	PRB0800060A	PRB0800080A
9,00	PRB0900030A	PRB0900040A	PRB0900060A	PRB0900080A
10,00	PRB1000030A	PRB1000040A	PRB1000060A	PRB1000080A

Рабочая длина катетера: 80 см				
Диаметр (мм)	Длина стента (мм)			
	100	120	150	180
7,00	PRB0700100A	PRB0700120A	PRB0700150A	PRB0700180A
8,00	PRB0800100A	PRB0800120A	PRB0800150A	PRB0800180A
9,00	PRB0900100A	PRB0900120A	-	-
10,00	PRB1000100A	PRB1000120A	-	-

Рабочая длина катетера: 120 см				
Диаметр (мм)	Длина стента (мм)			
	30	40	60	80
5,00	PRB0500030B	PRB0500040B	PRB0500060B	PRB0500080B
6,00	PRB0600030B	PRB0600040B	PRB0600060B	PRB0600080B
7,00	PRB0700030B	PRB0700040B	PRB0700060B	PRB0700080B
8,00	PRB0800030B	PRB0800040B	PRB0800060B	PRB0800080B
9,00	PRB0900030B	PRB0900040B	PRB0900060B	PRB0900080B
10,00	PRB1000030B	PRB1000040B	PRB1000060B	PRB1000080B

Рабочая длина катетера: 120 см				
Диаметр (мм)	Длина стента (мм)			
	100	120	150	180
5,00	PRB0500100B	PRB0500120B	PRB0500150B	PRB0500180B
6,00	PRB0600100B	PRB0600120B	PRB0600150B	PRB0600180B
7,00	PRB0700100B	PRB0700120B	PRB0700150B	PRB0700180B
8,00	PRB0800100B	PRB0800120B	PRB0800150B	PRB0800180B
9,00	PRB0900100B	PRB0900120B	-	-
10,00	PRB1000100B	PRB1000120B	-	-

Наличие размеров уточняйте в местном представительстве компании «Мерил».
Promesa™ BMS — зарегистрированная торговая марка компании «Мерил Лайф Саенсиз Пвт. Лтд.» (Meril Life Sciences Pvt. Ltd.).
Стент Promesa™ BMS не одобрен Агентством по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) США и не продается в США.



В жизни есть место большему

Производитель:
Meril Life Sciences Pvt. Ltd.
Survey No. 135/139, Bilakhia House,
Muktanand Marg, Chala, Vapi - 396 191.
Gujarat. India.
Тел.: +91 260 240 8000

Подразделения:
Meril Life Sciences Pvt. Ltd.
301, A-Wing, Business Square,
Chakala, Andheri Kurla Road,
Andheri East, Mumbai 400 093
Тел. +91 22 39350700
Факс: +91 22 39350777

Meril Inc.
2436 Emrick Boulevard,
Bethlehem, PA 18020
Тел. +610 500 2080
Факс: +610 317 1672

Meril South America
Doc Med LTDA
Alameda dos Maracatins 992,
Edificio Aquarius, Andar 8,
Bloco B, Moema - CEP -04089001,
Sao Paulo, Brazil
Тел.: +5511 2506-3624

Meril GmbH
Bornheimer Strasse 135-137,
D-53119 Bonn.
Germany
Тел.: +49 228 7100 4000
Факс: +49 228 7100 4001

Meril Tibbi Cihazlar
Meril Tibbi Cihazlar İmalat ve Ticaret A.Ş.
İçerenköy Mah. Çetinkaya Sok.
Prestij Plaza No:28
Kat:4 Ataşehir, 34752
İstanbul / Turkey
Тел.: +90 216 641 44 24
Факс: +90 216 641 44 25

Meril China Co. Ltd.
2301 b,23f, Lixin Plaza,
no 90,South Hubin Road,
Xiamen, China
Тел.: 0086-592-5368505
Факс: 0086-592-5368519


Meril SA Pty. Ltd.
102,104, S101 and S102,
Boulevard West Office Park,
142 Western Service Road,
Erf 813 Woodmead Extension 17
Sandton, Johannesburg - 2191
South Africa
Тел.: +2711 465-2049
Факс: +27 86 471 7941

ООО «Мерил Медикал»
Пресненская набережная, 12,
Москва, 123112
МФК Федерация 41 этаж, офис 13.
Тел. +7(495)974 29 03

Представитель в ЕС
Obelis S.A.
Bd. General Wahis 53,
1030, Brussels, Belgium
Тел.: +32 2 732 5954
Факс: +32 2 732 6003
Эл. почта: mail@obelis.net

Эл. почта: askinfo@merillife.com
Сайт: www.merillife.com

PRB/BROCHURE/005/MLS/20211018/GLOBAL



В жизни есть место большему

Promesa™ BMS
Система саморасширяющегося периферического нитинолового стента



Promesa™ BMS

Система саморасширяющегося периферического нитинолового стента

Meril

В жизни есть место большему

Новая система доставки

- Простой и интуитивный дизайн упрощает работу со стентом
- Контролируемое высвобождение стента для точного позиционирования и раскрытия
- Катетеры разной длины (80 /120 см) для различной анатомии



Гибридная архитектура стента

- Новая гибридная конструкция с закрытыми ячейками (на проксимальном и дистальном конце стента) и открытыми ячейками (в середине)

Гибкость и адаптируемость

- Превосходная адаптируемость обеспечивает оптимальное прилегание к стенке


Матрица размеров:

Ø : 5,00, 6,00, 7,00, 8,00, 9,00, 10,00 мм

ℓ : 30, 40, 60, 80 100 120 150, 180 мм

Проталкиваемость и прохождение анатомии

- Уникальный дизайн катетера обеспечивает отличную проталкиваемость и прохождение анатомии



Гибридная конструкция ячеек