

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система катетера	: Быстрая замена (Rx)
Материал баллона	: РЕВА (полиэфирблокамид)
Рабочая длина шахты	: 150 см ± 2 см
Диаметр шахты	: Дистальная часть: 3,2Fr, проксимальная часть: 2,2Fr
Макс. совместимый диаметр проводника	: 0,014 дюйма (0,36 мм)
Диаметр (мм)	: 1,50, 2,00, 2,50, 3,00, 3,50, 4,00, 5,00, 6,00 и 7,00 мм
Длина (мм)	: 14,17, 20, 30, 40, 50, 60, 80 и 120 мм
Покрытие дистальной части шахты	: Биосовместимое гидрофильное и снижающее трение покрытие
Рентгеноконтрастные маркеры баллона	: 2, платиново-иридиевый сплав
Длина кончика	: 5,0 ± 1 мм
Номинальное давление (НД)	: 6-7 атм. в зависимости от диаметра и длины баллона (Подробнее см. на маркировке или в инструкции по эксплуатации)
Расчетное давление разрыва (РДР)	: 13-16 атм. в зависимости от диаметра и длины баллона (Подробнее см. на маркировке или в инструкции по эксплуатации)

Мозес™ РТА – ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Рабочая длина катетера — 150 см									
Диаметр баллона (мм)	Длина баллона (мм)								
	14	17	20	30	40	50	60	80	120
1,50	-	-	-	-	MR14015040B	MR14015050B	MR14015060B	MR14015080B	-
2,00	-	-	-	MR14020030B	MR14020040B	MR14020050B	MR14020060B	MR14020080B	MR14020120B
2,50	-	-	-	MR14025030B	MR14025040B	MR14025050B	MR14025060B	MR14025080B	MR14025120B
3,00	-	-	MR14030020B	MR14030030B	MR14030040B	MR14030050B	MR14030060B	MR14030080B	MR14030120B
3,50	-	-	MR14035020B	MR14035030B	MR14035040B	MR14035050B	MR14035060B	MR14035080B	MR14035120B
4,00	-	-	MR14040020B	MR14040030B	MR14040040B	MR14040050B	MR14040060B	MR14040080B	MR14040120B
5,00	MR14050014B	MR14050017B	MR14050020B	MR14050030B	MR14050040B	MR14050050B	MR14050060B	MR14050080B	MR14050120B
6,00	MR14060014B	MR14060017B	MR14060020B	-	-	-	-	-	-
7,00	MR14070014B	MR14070017B	MR14070020B	-	-	-	-	-	-

Meril

В жизни есть место большому

Производитель:
Meril Life Sciences Pvt. Ltd.
Survey No. 135/139, Bilakhia House,
Muktanand Marg, Chala, Vapi - 396 191.
Gujarat, India.
Тел.: +91 260 240 8000

Подразделения:
Meril Life Sciences Pvt. Ltd.
301, A-Wing, Business Square,
Chakala, Andheri Kurla Road,
Andheri East, Mumbai 400 093
Тел. +91 22 39350700
Факс: +91 22 39350777

Meril, Inc.
2436 Enrick Boulevard,
Bethlehem, PA 18020
Тел. +610 500 2080
Факс: +610 317 1672

Meril South America
Doc Med LTDA
Alameda dos Maracatins 992,
Edifício Aquarius, Andar 8,
Bloco B, Moema - CEP -04089001,
Sao Paulo, Brazil
Тел.: +5511 2506-3624

Meril GmbH
Bornheimer Strasse 135-137,
D-53119 Bonn.
Germany
Тел.: +49 228 7100 4000
Факс: +49 228 7100 4001

Meril Tibbi Cihazlar
Meril Tibbi Cihazlar İmalat ve Ticaret A.Ş.
İçerenköy Mah. Çetinkaya Sok.
Prestij Plaza No:28
Kat: 4 Ataşehir, 34752
İstanbul / Turkey
Тел.: +90 216 641 44 24
Факс: +90 216 641 44 25

Meril China Co. Ltd.
2301b, 23f, Lixin Plaza,
no 90, South Hubin Road,
Xiamen, China
Тел.: 0086-592-5368505
Факс: 0086-592-5368519

Meril SA Pty. Ltd.
102,104, S101 and S102,
Boulevard West Office Park,
142 Western Service Road,
Erf 813 Woodmead Extension 17
Sandton, Johannesburg - 2191
South Africa
Тел.: +27 11 465-2049
Факс: +27 86 471 7941

ООО «Мерил Медикал»
Научный проезд, 19,
Москва, 117246
Россия
Тел. +7 (495) 772 7643


Представительство в ЕС
Obelis S.A.
Bd, General Wahls 53,
1030, Brussels, Belgium
Тел.: +32 2 732 5954
Факс: +32 2 732 6003
Эл. почта: mail@obelis.net

Эл. почта: askinfo@merillife.com
Сайт: www.merillife.com

MR14/BROCHURE/003/MLS/20211018/GLOBAL

Meril

В жизни есть место большому



MOZEC™ РТА
Катетер дилатационный баллонный
(Rx 0,014 дюйма)



Наличие размеров уточняйте в местном представительстве компании «Мерил»
Mozec™ РТА — зарегистрированная торговая марка компании «Мерил Лайф Саенсиз Пвт. Лтд.»
(Meril Life Sciences Pvt. Ltd.).
Mozec™ РТА не одобрен агентством по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA)
США и недоступен на рынке США.




Таблица комплаэнса

Размер Диаметр Длина (мм)															
	1,50 (40,50,60,80)	2,00 (30,40,50,60,80)	2,00 (120)	2,50 (30,40,50,60,80)	2,50 (120)	3,00 (20,30,40,50,60,80)	3,00 (120)	3,50 (20,30,40,50,60,80)	3,50 (120)	4,00 (20,30,40,50,60,80)	4,00 (120)	5,00 (14,17,20,30,40,50,60,80)	5,00 (120)	6,00 (14,17,20)	7,00 (14,17,20)
4	–	–	1,91	–	2,37	–	2,90	–	3,38	–	3,85	–	4,72	–	–
5	1,46	1,91	1,96	2,37	2,44	2,90	2,95	3,38	3,44	3,85	3,93	4,80	4,86	5,78	6,74
6	1,48	1,96	2,00	2,44	2,50	2,95	3,00	3,44	3,50	3,93	4,00	4,90	5,00	5,89	6,87
7	1,50	2,00	2,04	2,50	2,55	3,00	3,05	3,50	3,56	4,00	4,07	5,00	5,10	6,00	7,00
8	1,53	2,04	2,08	2,55	2,59	3,05	3,10	3,56	3,62	4,07	4,14	5,10	5,20	6,11	7,13
9	1,56	2,08	2,12	2,59	2,64	3,10	3,15	3,62	3,68	4,14	4,21	5,20	5,30	6,22	7,26
10	1,59	2,12	2,16	2,64	2,68	3,15	3,20	3,68	3,74	4,21	4,28	5,30	5,40	6,33	7,39
11	1,62	2,16	2,20	2,68	2,73	3,20	3,25	3,74	3,80	4,28	4,35	5,40	5,50	6,44	7,52
12	1,65	2,20	2,24	2,73	2,77	3,25	3,30	3,80	3,86	4,35	4,42	5,50	5,60	6,55	7,65
13	1,68	2,24	2,28	2,77	2,82	3,30	3,35	3,86	3,92	4,42	4,49	5,60	5,70	6,66	7,78
14	1,71	2,28	2,32	2,82	2,86	3,35	--	3,92	--	4,49	--	5,70	--	6,77	--
15	1,74	2,32	2,36	2,86	2,91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16	1,77	2,36	--	2,91	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Совместимые интродьюсеры (Rx 0.014")

4 Fr для баллонов диаметром 1,50, 2,00, 2,50, 3,00, 3,50 и 4,00 мм

5 Fr для баллонов диаметром 5,00, 6,00 и 7,00 мм

Матрица размеров:
Ø : 1,50, 2,00, 2,50, 3,00, 3,50, 4,00, 5,00, 6,00 и 7,00 мм
ℓ : 14, 17, 20, 30, 40, 50, 60, 80 и 120 мм

Номинальное давление
Расчетное давление разрыва