

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	LINEAGE™	LINEAGE™ NC
Система катетера	Быстрая замена (Rx)	
Материал баллона	Нейлон (Полукомплаентный)	Нейлон (Некомплаентный)
Рабочая длина катетера	142 см	
Макс. совместимый диаметр проводника	0.014" (0.36 мм)	
Совместимый проводниковый катетер	5 F (мин. внутр. диаметр 0.056" / 1.42 мм)	
Покрытие дистальной части шахты	Гидрофильное покрытие от дистальной части шахты баллона до порта быстрой замены	
Рентгеноконтрастные маркеры	Платино-иридиевые	
Диаметр проксимальной части шахты	2.13 F	
Диаметр дистальной части шахты	2.70 F	
Маркеры на проксимальной части шахты	На расстоянии 90 см и 100 см от дистального конца	
Номинальное давление (НД)	7 атм. для всех диаметров	12 атм. для всех диаметров
Расчетное давление разрыва (РДР)	16 атм. Ø 1.25 - 4.00 мм 14 атм. Ø 4.50 мм	20 атм. для всех диаметров

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

LINEAGE™												
Диаметр / Длина	6 мм	9 мм	12 мм	14 мм	15 мм	17 мм	20 мм	25 мм	30 мм	33 мм	38 мм	41 мм
1.25 мм	LIN12506	LIN12509	LIN12512	—	LIN12515	—	—	—	—	—	—	—
1.50 мм	—	LIN15009	LIN15012	—	LIN15015	—	—	—	—	—	—	—
2.00 мм	—	LIN20009	LIN20012	LIN20014	LIN20015	LIN20017	LIN20020	LIN20025	LIN20030	LIN20033	LIN20038	LIN20041
2.25 мм	—	LIN22509	LIN22512	LIN22514	—	LIN22517	LIN22520	LIN22525	LIN22530	LIN22533	LIN22538	LIN22541
2.50 мм	—	LIN25009	LIN25012	LIN25014	—	LIN25017	LIN25020	LIN25025	LIN25030	LIN25033	LIN25038	LIN25041
2.75 мм	—	LIN27509	LIN27512	LIN27514	—	LIN27517	LIN27520	LIN27525	LIN27530	LIN27533	LIN27538	LIN27541
3.00 мм	—	LIN30009	LIN30012	LIN30014	—	LIN30017	LIN30020	LIN30025	LIN30030	LIN30033	LIN30038	LIN30041
3.25 мм	—	LIN32509	LIN32512	LIN32514	—	LIN32517	LIN32520	LIN32525	LIN32530	LIN32533	LIN32538	LIN32541
3.50 мм	—	LIN35009	LIN35012	LIN35014	—	LIN35017	LIN35020	LIN35025	LIN35030	LIN35033	LIN35038	LIN35041
4.00 мм	—	LIN40009	LIN40012	LIN40014	—	LIN40017	LIN40020	LIN40025	LIN40030	LIN40033	LIN40038	LIN40041
4.50 мм	—	LIN45009	LIN45012	LIN45014	—	LIN45017	LIN45020	LIN45025	LIN45030	LIN45033	LIN45038	LIN45041

LINEAGE™ NC											
Диаметр / Длина	8 мм	10 мм	12 мм	13 мм	15 мм	18 мм	23 мм	28 мм	30 мм	35 мм	38 мм
2.00 мм	LNC20008	LNC20010	LNC20012	LNC20013	LNC20015	LNC20018	LNC20023	LNC20028	LNC20030	LNC20035	LNC20038
2.25 мм	LNC22508	LNC22510	LNC22512	LNC22513	LNC22515	LNC22518	LNC22523	LNC22528	LNC22530	LNC22535	LNC22538
2.50 мм	LNC25008	LNC25010	LNC25012	LNC25013	LNC25015	LNC25018	LNC25023	LNC25028	LNC25030	LNC25035	LNC25038
2.75 мм	LNC27508	LNC27510	LNC27512	LNC27513	LNC27515	LNC27518	LNC27523	LNC27528	LNC27530	LNC27535	LNC27538
3.00 мм	LNC30008	LNC30010	LNC30012	LNC30013	LNC30015	LNC30018	LNC30023	LNC30028	LNC30030	LNC30035	LNC30038
3.25 мм	LNC32508	LNC32510	LNC32512	LNC32513	LNC32515	LNC32518	LNC32523	LNC32528	LNC32530	LNC32535	LNC32538
3.50 мм	LNC35008	LNC35010	LNC35012	LNC35013	LNC35015	LNC35018	LNC35023	LNC35028	LNC35030	LNC35035	LNC35038
4.00 мм	LNC40008	LNC40010	LNC40012	LNC40013	LNC40015	LNC40018	LNC40023	LNC40028	LNC40030	LNC40035	LNC40038
4.50 мм	LNC45008	LNC45010	LNC45012	LNC45013	LNC45015	LNC45018	LNC45023	LNC45028	LNC45030	LNC45035	LNC45038
5.00 мм	LNC50008	LNC50010	LNC50012	LNC50013	LNC50015	LNC50018	LNC50023	LNC50028	LNC50030	—	—

Информацию о наличии размеров можно уточнить у торгового представителя компании Meril.
Lineage™ — зарегистрированная торговая марка компании Meril Life Sciences Pvt. Ltd.



More to Life

Катетер баллонный дилатационный Lineage™ Rx РТСА быстросменный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА)

Регистрационное удостоверение: РЗН 2025/24835 от 14.02.2025

Катетер баллонный дилатационный Lineage™ NC Rx РТСА быстросменный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА)

Регистрационное удостоверение: РЗН 2025/24839 от 20.02.2025

ООО «Мерил Медикал»
108811, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Солнцево, Киевское шоссе, 22-й км, д.4/4, помещение 2/1, Россия
Тел: +7 (495) 974 29 03

Эл. почта: askinfo@merillife.com
Сайт: www.merillife.com



Lineage™ + Lineage™ NC

Дилатационный баллонный катетер быстрой замены для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА)

LineageTM + LineageTM NC

Баллонный катетер быстрой замены для ЧТКА

Контролируемая и уверенная дилатация
с баллонными катетерами Lineage и Lineage NC





Таблица COMPLIANCE LINEAGETM

Давление (АТМ)	1.25 мм	1.50 мм	2.00 мм	2.25 мм	2.50 мм	2.75 мм	3.00 мм	3.25 мм	3.50 мм	4.00 мм	4.50 мм
4	1.16	1.40	1.90	2.11	2.37	2.59	2.85	3.09	3.36	3.88	4.30
5	1.19	1.44	1.95	2.15	2.43	2.64	2.91	3.15	3.41	3.94	4.35
6	1.21	1.48	1.98	2.19	2.46	2.69	2.96	3.20	3.46	3.98	4.42
7	1.25	1.50	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	4.00	4.50
8	1.26	1.53	2.04	2.29	2.53	2.77	3.03	3.30	3.53	4.05	4.54
10	1.30	1.58	2.08	2.35	2.58	2.82	3.08	3.37	3.59	4.11	4.60
12	1.33	1.63	2.12	2.39	2.63	2.87	3.12	3.43	3.63	4.15	4.66
14	1.36	1.67	2.16	2.41	2.67	2.91	3.16	3.49	3.67	4.20	4.72
16	1.38	1.72	2.20	2.43	2.71	2.95	3.20	3.54	3.72	4.25	

Таблица COMPLIANCE LINEAGETM NC

Давление (АТМ)	2.00 мм	2.25 мм	2.50 мм	2.75 мм	3.00 мм	3.25 мм	3.50 мм	4.00 мм	4.50 мм	5.00 мм
6	1.84	2.18	2.24	2.50	2.76	3.03	3.38	3.65	4.03	4.48
8	1.91	2.20	2.35	2.60	2.82	3.11	3.42	3.82	4.22	4.68
10	1.96	2.23	2.42	2.68	2.91	3.18	3.46	3.94	4.39	4.86
12	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	4.00	4.50	5.00
14	2.03	2.28	2.54	2.77	3.03	3.29	3.54	4.08	4.58	5.10
16	2.06	2.30	2.56	2.79	3.06	3.33	3.58	4.14	4.66	5.18
18	2.09	2.32	2.58	2.83	3.10	3.37	3.62	4.18	4.74	5.24
20	2.11	2.35	2.61	2.86	3.13	3.40	3.66	4.23	4.80	5.29

НД РДР