

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MOZEC™ SEB

Система катетера	: Быстрая замена (Rx)
Материал баллона	: Полукомплаэнтный
Лекарственное покрытие	: Сиролимус + твердые липидные наночастицы
Эквивалентная доза лекарственного вещества	: 3,00 мкг/мм ²
Рабочая длина катетера	: 142 см
Рентгеноконтрастные маркеры баллона	: Платино-иридиевые
Диаметр проксимальной части шахты	: 1,98 F
Диаметр дистальной части шахты	: 2,40 F для Ø 2,00 мм 2,70 F для Ø 2,25-4,50 мм
Маркеры на проксимальной части шахты	: Брахиальный и феморальный маркеры на 90 см и 100 см от дистального кончика
Номинальное давление	: 7 атм. для всех диаметров
Расчетное давление разрыва (РДР)	: 16 атм. для Ø от 2,00 до 4,00 мм 14 атм. для Ø 4,50 мм
Совместимый проводниковый катетер	: 5 F (мин. внутр. диам. 0,056 дюйма /1,42 мм)
Макс. совместимый диаметр проводника	: 0,014 дюйма (0,36 мм)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА MOZEC™ SEB

Диаметр/длина	9 мм	12 мм	14 мм	15 мм
2 00 mm	MOZS20009	MOZS20012	MOZS20014	MOZS20015
2,25 mm	MOZS22509	-	MOZS22514	-
2,50 mm	MOZS25009	-	MOZS25014	-
2,75 mm	MOZS27509	-	MOZS27514	-
3,00 mm	MOZS30009	-	MOZS30014	-
3,50 mm	MOZS35009	-	MOZS35014	-
4,00 mm	MOZS40009	-	MOZS40014	-
4,50 mm	MOZS45009	-	MOZS45014	-

Диаметр/длина	17 мм	20 мм	25 мм	30 мм
2,00 mm	MOZS20017	MOZS20020	MOZS20025	MOZS20030
2,25 mm	MOZS22517	MOZS22520	MOZS22525	MOZS22530
2,50 mm	MOZS25017	MOZS25020	MOZS25025	MOZS25030
2,75 mm	MOZS27517	MOZS27520	MOZS27525	MOZS27530
3,00 mm	MOZS30017	MOZS30020	MOZS30025	MOZS30030
3,50 mm	MOZS35017	MOZS35020	MOZS35025	MOZS35030
4,00 mm	MOZS40017	MOZS40020	MOZS40025	MOZS40030
4,50 mm	MOZS45017	MOZS45020	MOZS45025	MOZS45030



В жизни есть место большему

Производитель:
Meril Life Sciences Pvt. Ltd.
Survey No. 135/139, Bilakhia House,
Muktanand Marg, Chala, Vapi - 396 191.
Gujarat, India.
Тел.: +91 260 240 8000

Подразделения:
Meril Life Sciences Pvt. Ltd.
301, A-Wing, Business Square,
Chakala, Andheri Kurla Road,
Andheri East, Mumbai 400 093
Тел. +91 22 39350700
Факс: +91 22 39350777

Meril, Inc.
2436 Emrick Boulevard,
Bethlehem, PA 18020
Тел. +610 500 2080
Факс: +610 317 1672

Meril South America
Doc Med LTDA
Alameda dos Maracatins 992,
Edificio Aquarius, Andar 8,
Bloco B, Moema - CEP -04089001,
Sao Paulo, Brazil
Тел.: +5511 2506-3624

Meril GmbH
Bornheimer Strasse 135-137,
D-53119 Bonn.
Germany
Тел.: +49 228 7100 4000
Факс: +49 228 7100 4001

Meril Tibbi Cihazlar
Meril Tibbi Cihazlar İmalat ve Ticaret A.Ş.
İçerenköy Mah. Çetinkaya Sok.
Prestij Plaza No:28
Kat:4 Ataşehir, 34752
İstanbul / Turkey
Тел.: +90 216 641 44 24
Факс: +90 216 641 44 25

Meril China Co. Ltd.
2301b, 23f, Lixin Plaza,
no 90, South Hubin Road,
Xiamen, China
Тел.: 0086-592-5368505
Факс: 0086-592-5368519

Meril SA Pty. Ltd.
102,104, S101 and S102,
Boulevard West Office Park,
142 Western Service Road,
Erf 813 Woodmead Extension 17
Sandton, Johannesburg - 2191
South Africa
Тел.: +27 11 465-2049
Факс: +27 86 471 7941

ООО «Мерил Медикал»
Научный проезд, 19,
Москва, 117246
Россия
Тел. +7 (495) 772 7643

Представительство в ЕС
Obells S.A.
Bd, General Wahis 53,
1030, Brussels, Belgium
Тел.: +32 2 732 5954
Факс: +32 2 732 6003
Эл. почта: mail@obells.net

Эл. почта: askinfo@merillife.com
Сайт: www.merillife.com



MOZEC™ SEB

Баллонный дилатационный катетер для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА) с лекарственным покрытием, выделяющим сиролимус, и с системой быстрой замены





MOZECTM SEB

Баллонный дилатационный катетер для ЧТКА
с лекарственным покрытием, выделяющим сиролимус,
и с системой быстрой замены

Изделие ручной работы для мастеров *ангиографии*.

Новая нанотехнологическая система доставки лекарственного препарата

- Уникальная лекарственная форма -
Твердые липидные наночастицы с сиролимусом
- Концентрация лекарственного вещества сиролимус — 3,0 мкг/мм²
- Стабильная лекарственная форма с контролируемым и
целевым высвобождением лекарственного вещества
- Быстрое высвобождение лекарственного вещества в ткань
с эффектом депо; наносферы разного размера
обеспечивают доставку лекарственного вещества
во все слои стенки сосуда

Улучшенная доставляемость благодаря катетеру Mozec для ЧТКА

- Низкий входной профиль кончика и
полукомплаэнтный материал баллона
обеспечивают равномерную дилатацию
- ПТФЭ покрытие проксимальной части шахты
облегчает навигацию и прохождение сложных
пораженных участков
- Прозрачная эргономичная втулка с указанием размеров
баллона с гибким дистальным сегментом и
проталкиваемым проксимальным сегментом

Матрица размеров:

Ø : 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50 мм
/ : 9, 12*, 14, 15*, 17, 20, 25, 30 мм

* Только для баллонов диаметром 2,00 мм